

お肌に沿うように設計されたフォルムで、 まるでエステティシヤンのハンドケア

ここ数年、キャビテーションは人気を集める技術で、たくさん
のエステサロンで取り入れられています。エステサロンでは
それぞれ別で行うキャビテーションとEMSですが、キャビ
スパ 360はこの2つが同時にできるすぐれもの。お肌に沿う
ように設計されたフォルムで、まるでエステティシヤンの手技
を再現したようなケアが可能です。業務用でも採用される
周波数となっており、自宅でエステサロンのような体感を
味わいたい人、仕事や家事でなかなか時間が取れない人にも
オススメしたいです。

キャビスパ 360なら自宅ですべてどこでも好きな時間場所
でケアが出来ます。「美は一日にしてならず」。日々のホームケア
で滑らか素肌を目指しましょう。



ダイエットアドバイザー 原 志保

1969年生まれ。2児の母。モデルとして活
躍する傍ら、ダイエットアドバイザー、
フィットネスインストラクター、エステ
ティシヤンとして、お肌と身体のトータル
ビューティスタイルを提案している。



商 品 名：キャビスパ360 メソスタイル
ゲル プレミア 200gセット
型 番：HDS-100B1
本体サイズ：約W52×D242×H50(mm)
本 体 質 量：約280g
定 格：DC9V/1.0A
消費電力付：約6.5W
属 品：置台、ACアダプター
メソスタイルゲルプレミアム 200g
定 価：42,130円(税込)



商 品 名：メソスタイルゲル
プレミアム 200g
型 番：CS18003
内 容 量：200g
定 価：4,730円(税込)
防腐剤、鉱物油、石油系界面活性剤、
合成香料、合成着色料、エタノール、
シリコーンフリー

ヤーマン株式会社 〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

※付属品購入のお問い合わせはお電話にて承ります。

【ヤーマンコールセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

www.ya-man.com

- ご購入前に、商品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。
PR-BODY-2021-1

ヤーマン公式サイト



YAMAN
TOKYO JAPAN

Cavispa 360

お悩み部位にアプローチ
キャビスパ360

魅
せ
た
い
ボ
デ
イ
を
作
り
出
す



全方位、抜かりのない
美しいボディへ。

背中もお尻も！



キャピスパ 360
360°スライド
ドレナージュ※1

従来難しいとされていた湾曲型の3Dキャピテーション&EMS電極を開発。人間工学に基づいたスティック型の本体(特許申請中)での、キャピテーションとEMSの同時出力が可能になりました。さらに、本体をお肌の上から押し流すスライドドレナージュ※1によって筋膜にアプローチすることで、より本格的なボディケアが可能に。

お肌の上を滑らせ筋膜にアプローチ
スライドドレナージュ※1

超音波振動でお肌をケア
キャピテーション

届きにくい部位までフィット
スティック型デザイン

筋肉を深く、強く動かす
複合高周波EMS


＼使い方はこちら／



※1 エステ手技であり、人体への効果を示すものではありません


1 お肌を押し流し、 筋肉へより近くアプローチ スライドドレナージュ※1

お肌を押し流すエステシヤンの手技を再現したスライドドレナージュ※1によって、お肌にあてるだけで筋膜への効率的なアプローチを実現しました。



3 2種のEMSを組合わせ、 効率的に筋肉を刺激 複合高周波EMS

筋肉を強く動かす低周波EMSと、筋肉の深くまで行き届く高周波EMSを組み合わせた「複合高周波EMS」で、より深い筋肉まで強く動かすことが可能です。



2 超音波振動でお肌をケア キャピテーション

業務用キャピテーションマシンにも使われる、330kHzの本格キャピテーションを搭載。360°体の気になる部分にパワフルにアプローチします。



USER'S VOICE

- ◆ 産後のヒドい体型を少しでも早くマシにしたいと購入。お風呂で使えるので便利！お顔にも使えるなんて！背中も一人でラクラクケアできます。
- ◆ お腹と二の腕のぶにぶにを中心に使っています。家で手軽にエステができて楽しい！
- ◆ 充電式なのでお風呂で半身浴しながら使っています。愛用中です！

選べる3つのモード

● エクサモード [点灯X]
トントンという刺激で筋肉へアプローチ。

● セルケアモード [点滅X]
もみ出すようなギューという刺激で筋肉へアプローチし、和らげる。

● フェイスモード [点灯O]
フェイス専用のEMS波形が、複雑な表情筋をきめ細かく刺激。



＜使用上の注意＞●使用頻度:週2〜3回、1部位10分程度●初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。●EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないようにご注意ください。●顔にはFACEモードのみご使用ください。●化粧を落とした清潔な状態のお肌にご使用ください。