

<購入前のご注意> ○商品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。○商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。○カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。○実際の商品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

販売店

ヤーマン株式会社

東京都江東区古石場1-4-4

<https://www.ya-man.com>



商品に対する詳しい説明・お問い合わせは上記URLまたはヤーマンコールセンターまで

<ヤーマンコールセンター>

受付 9:00-17:00（土・日・祝日・年末年始除く）

固定電話など 0120-776-282（通話料無料）

携帯電話・PHS 0570-550-637（通話料有料）



電子ハリ美顔器

ポイントリフト

YAMAN
TOKYO JAPAN

“点”で、攻めろ。

もっと効果的に。もっと効率的に。

YA-MAN がたどり着いたのは、

“点”で攻めるという、全く新しい発想の美顔器。

誕生、電子ハリ美顔器*1ポイントリフト。

史上初*2 8極の“点”電極によって、

リフトケア*3と保湿ケアを同時に実現。

肌に押し当てるその瞬間から、

今までとは全く違う感覚。

1回約5分のケアで、まるで見違えるような仕上がりへ。

さあ、あなたの肌に、かつてない手応えを。



TECHNOLOGY

日本初^{*1} リフトケア^{*2}と保湿ケアを同時に叶える技術。

○ 8 DEEP FOCUS TECHNOLOGY

“点”で、表情筋を鍛える

8極の“点”電極をヘッドに配置した電極構造。EMSを回転しながら与えるヤーマンの新しい美容技術で、30種類以上から構成される表情筋を、あらゆる角度から多角的かつ集中的にアプローチ。気になるもたつきも、肌の奥からしっかりケアします。

○ EMS + イオン導入を同時出力

“点”で、同時に保湿ケア

EMS出力をすると同時に、中央のイオン電極からイオン導入を出力。従来は交互に行っていたこの2つの出力を、同時に行うことが可能に。さらに独自開発の電流「モイスターパルス^{*3}」によるW導入を実現。理論的に保湿効果が期待できる波形を取り入れることで、かつてない即効性と効率性を実現しました。

8 DEEP FOCUS TECHNOLOGY

イオン電極

PROGRAM

独自のトリートメントプログラム

ターゲットとなる部位に対して、10秒間ずつのケアを行います。




*1 ヤーマンにおいて、8点以上の電極を含み、

EMSとイオン導入が同時出力できる家庭用美容器として *2 機器で肌を上に持ち上げてケアすること *3 ヤーマンが独自に採用した、イオン導入の働きをサポートすることにより理論的に保湿効果が期待できるパルス波形

HOW TO USE

1回たった5分で、見違えるような肌へ。朝のメイク前にも。



STEP1

ポイントリフトを使う前に、お手持ちの化粧水などでお肌を整えておきます。

STEP2

ターゲットに押し当て、約10秒後にブザーが鳴ったら次のターゲットへ移動します。

STEP3

すべらせるのではなく、押し上げるように当てながらリフトケア*1していきます。

RECOMMEND COSMETICS




植物性肌引き締め成分を配合。なめらかで美しい肌へ
EMSシェイプジェル

8種類の植物性肌引き締め成分や23種類もの保湿・美容成分を配合したジェル、セラミド、ペプチド、ビタミンA誘導体、ビタミンC誘導体など、美容液やナイトクリームにも使われる美容成分を配合し、乾燥によるお肌のざらつきやキメの乱れを整え、潤いが続く弾力肌を目指します。EMSの体感をサポートする成分が配合されているので、機器を使ったケアの際におすすめです。

THE POINT OF POINTS

押し当てるときのポイント



適切なポイントに押し当てることで、さらなる効果を期待できます。

目もと・
こめかみ

⑫～⑭

頬・
口もと

⑥～⑪

首もと・
デコルテ

①～⑤

品名	ポイントリフト	定格電源	DC5V 0.5A
カラー	ブラック	消費電力	約2W(充電時)
型番	EP-30B	充電時間	約3時間(約1時間使用可能)
本体サイズ	約W47×D33×H175mm	付属品	ACアダプター、キャップ、 充電用USBケーブル(マイクロUSB)
本体質量	約125g(キャップ含む)		