

2011年4月8日

no!  
no!  
HAIR+

「抜かない 剃らない 痛くない！」脱毛機  
サーミコン式(熱線)で話題商品「ノーノーヘア」がバージョン UP して新発売!

ノーノーヘアプラス  
「no!no!HAIR plus」

3月より 全国家電量販店にて新発売

「no!no!HAIR plus」はここが違う!

・3段階の切り替えモードで個人に合ったお手入れを実現!

「やわ肌モード」、「標準モード」、「パワフルモード」と3段階から選べるようになりました。肌質に悩みのある方はもちろん、脱毛に抵抗のある方でも無理なくご使用できます。

・表示窓がついてサーミコンチップの状態をお知らせ!

サーミコンチップの交換時期も教えてくれるので、快適なお手入れが出来ます。サーミコンチップの寿命は従来比2倍の18時間に延びたので、さらに長い期間交換不要です。

・カラーバリエーションも新しく!

「no!no!HAIRplus」はラズベリーレッド、ミッドナイトブルー、ビタミングリーンの3色! 脱毛機に見えないデザイン性の高いモバ美なので、場所を気にせずいつでもお手入れが出来ます。



エステ発想でキレイを約束する美容・健康機器メーカーのヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)では、2011年春夏の新商品として「no!no!HAIRplus」を、全国の家電量販店などで、3月から新発売しております。


「no!no!HAIR」(ノーノーヘア)は、欧米を中心に世界で250万台(2011年1月現在)の売り上げを記録している新発想、「サーミコン(熱線)式」の脱毛機です。

これまでの抜く、剃る、レーザーなどの脱毛とは一線を隔した脱毛機で、サーミコンチップという熱線が毛に接触した時点でムダ毛を脱毛。付属のバッファーで肌表面のムダ毛をクルクルと取り除けば終了です。


最大の特徴は痛みを伴わず\*お手入れが出来ることです。事前に剃る必要がなく、使用時も肌に直接熱線が触れることがない設計なので、肌を傷めません。処理の前後でもトリートメントいらず!持続使用でムダ毛を薄くしていきます。\*痛みの感じ方には個人差があります。

■サーミコン式とは?


サーミコンは熱線によって穏やかな熱エネルギーを発生・伝達させます。熱線が毛に接触すると熱が毛に伝達され、接触部でカット(脱毛)されます。さらに、熱伝導により毛穴にまで届き、定期的に繰り返し使用することにより、ムダ毛が目立たないすべすべ肌を保つことができます。



1. 触れた瞬間...熱信号は最も強い状態で、熱線が接触した部分の毛を切ります。



2. クリスタライゼーション(ムダ毛の結晶化)...毛の切断面を熱処理。毛の断面に接触した時に発生します。




3. 熱伝達...ムダ毛にのみ、熱が伝わります。定期的に繰り返し使用することにより、ムダ毛が目立たない、すべすべ肌へ。

■ 「no!no!HAIR」は使い続けることにより減毛効果が確認されました

《ワキの製品使用結果》

6ヶ月の継続使用の結果、ワキで平均41%の減毛率がみられました。週に2～3回の使用頻度で1ヶ月ほど使い続けると、毛が目立たなくなってきました。抜いたり、剃ったりしないので、肌にダメージがありません。



使用前

12W 経過

24W 経過

■ 「no!no!HAIR」の実力は世界レベル。販売数 250 万台！

- ① 女性誌を始め多くのメディアにご紹介いただきました！  
肌を傷めず簡単にムダ毛を処理出来ることから、雑誌はもちろん TV でも話題沸騰！
- ② 思春期から大人まで。幅広い年齢層の方に支持いただいています！  
肌を傷つけず、毛を焼き切り、綺麗に脱毛出来ることから、幅広い年齢層の方に支持をいただいています。
- ③ no!no!HAIRは 2010 年、家電量販店脱毛機器で**売上NO. 1**！

2010 年 4 月から、no!no!HAIR は売上 **NO. 1** (※) をキープし続けています。

※GfK ジャパン調べ (2009 年 10 月～2010 年 10 月まで。女性用シェーバーモデル別金額シェア)

■ アフタートリートメントクリーム「no!no!HAIR SMOOTH」も発売中

米国商標の抑毛成分「Capislow<sup>キャピスロー</sup>」を配合した「no!no!HAIR SMOOTH」も発売中！

「no!no!HAIR」のお手入れ後に塗るだけで、デリケートになった肌をケアし、ムダ毛が目立たないなめらかな肌をキープします。



■ 商品情報

品名	no!no!HAIRplus(ノーノーヘアプラス)		
付属品	サーミコンチップ/消耗品(2個)、バッファー/消耗品(1個)、ノーノーヘアスムース(14.8ml)/非売品、お掃除ブラシ(1個)、ACアダプター、取扱説明DVD、クイックガイド		
品番	STA-135R	STA-135A	STA-135G
カラー	ラズベリーレッド	ミッドナイトブルー	ビタミングリーン
参考価格	29,800 円(税込)	販売予定台数	30 万台
重量	130 グラム	サイズ	W38 × D33 × H81mm

商品名	型番	価格(本体価格)	内容量	商品サイズ
no!no!HAIR SMOOTH (ノーノーヘアスムース)	NO10001	3,980 円(3,791 円)	125ml	W50 × H160 × D50